

## Erfahrungen mit dem Einsatz des SNUGGLESAFE-Heizkissen in der Praxis

Tierbabys, ältere oder kranke Tiere benötigen gleich bleibende Wärme. Das Heizkissen Snugglesafe sorgt dafür ganz ohne Kabel oder heißes Wasser. Sechs Minuten aufheizen in der Mikrowelle reichen aus für zehn Stunden anhaltender Wärme. Das hygienische, abwaschbare Kunststoffgehäuse ist widerstandsfähig, robust und beißfest, sein Thermopol™-Inhalt ist ungiftig. Jedes Snugglesafe wird mit einem waschbaren Fleece-Überzug geliefert.

Das Snugglesafe kann in der Praxis vielseitig eingesetzt werden. Durch die anhaltende Wärme findet es sowohl während einer OP als auch postoperativ Verwendung.

Auch für den Krankentransport eignet es sich hervorragend. Das Snugglesafe kann je nach Bedarf, Größe und Art des Tieres in den Käfig, das Körbchen oder auch im Auto unter die Hundedecke als beruhigende Wärmequelle gelegt werden.

### **Weitere Informationen:**

Firma [handundpfote.com](http://handundpfote.com)

Frau Riedel

Telefon: 0 89 / 95 89 39 00

Telefax: 0 89 / 95 89 39 08

E-Mail: [riedel@handundpfote.com](mailto:riedel@handundpfote.com)



Foto: Dr. Jörg Mayer,  
Clinical Assistant Professor, Tufts University

